

Gel riscaldante con CBD, allantoina e VBE.

Il gel è realizzato con l'esclusiva tecnologia SPEEDERM® basata su microemulsioni, che garantiscono un'elevata permeabilità attraverso la pelle, aumentando così la biodisponibilità delle sostanze contenute nel punto di applicazione e la rapida insorgenza dell'effetto. Contiene CBD cristallino, allantoina e VBE, grazie ai quali profuma la pelle e aiuta a rilassare muscoli e articolazioni tesi. Ha un effetto benefico sul sistema muscolo-scheletrico rigido, allevia la tensione muscolare e attiva la circolazione sanguigna locale. L'allantoina ha un effetto positivo sulla riduzione dell'infiammazione.

Il gel è stato sviluppato e prodotto sotto controllo farmaceutico nella Repubblica Ceca, in conformità con le norme e gli standard dell'UE. I componenti efficaci sono ottenuti da fonti naturali. Senza OGM: i componenti efficaci non provengono da una pianta geneticamente modificata. Fondamentalmente, per la produzione stessa vengono utilizzate solo materie prime della massima qualità possibile e garantita. Niente THC. Vegano. Il cambiamento di colore del prodotto non è un difetto.

Il **CBD** è un ingrediente naturale della canapa industriale che non è narcotico/psicotropo o crea dipendenza. L'isolato dalle foglie di canapa contiene una vasta gamma di sostanze - terpeni, flavonoidi e altri, che agiscono in sinergia con il CBD, quindi è possibile utilizzare il vero potere della natura contenuto nella canapa.

L'allantoina è l'ingrediente principale della consolida maggiore (*symphytum officinale*). Tutti gli effetti benefici associati alla consolida maggiore sono associati anche all'allantoina. L'uso della consolida maggiore veniva coltivata ai tempi di Alessandro Magno, in questo periodo veniva utilizzata per lesioni agli arti, comprese le fratture, con effetto sfiammante e lenitivo.

Il **VBE** è un sostituto sicuro della capsaicina, che spesso provoca reazioni cutanee indesiderate. VBE ha un effetto positivo sulla circolazione sanguigna, stimola la micro-circolazione, nel punto di applicazione dà un forte effetto riscaldante che può essere avvertito immediatamente dopo e può durare fino a due ore.

Uso: applicare una piccola quantità di gel 3 volte al giorno sulle zone interessate. Warming Gel è adatto anche per il trattamento dei cosiddetti punti trigger (consultare il proprio fisioterapista).

Attenzione: tenere fuori dalla portata dei bambini. Destinato all'uso di adulti e bambini dai 6 anni di età. Non applicare mai vicino agli occhi, alle mucose o nella pelle ferita. Non ingerire. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'applicazione.

Conservazione: conservare in luogo asciutto e buio, assicurarsi che la confezione sia sigillata bene e mantenere ad una temperatura di 10 - 25 °C.

Data di produzione e numero di lotto: vedere lato della confezione.